

SWIFT

WWW.ROTAID.COM



 **ROTAID™**
AED CABINETS

ROTAID SWIFT


PRODUCT SHEET

De Rotaid Swift is een innovatieve wandkast voor binnengebruik die zorgdraagt voor een herkenbare behuizing van uw AED. De karakteristieke vorm en groene kleur maken uw AED snel en eenvoudig vindbaar en zorgen voor een hoogwaardige uitstraling. Met een korte draai naar links kan de Rotaid Swift razendsnel worden geopend.

Het grote kijkvenster, voorzien van het internationale AED-logo, biedt volledig zicht op de defibrillator en statusindicator en laat geen ruimte voor interpretatie: de Rotaid Swift bevat levensreddende apparatuur.




Een optioneel **auditief alarm** van 90dB zorgt voor een adequate bescherming van uw AED en alarmeert de omgeving na opening.



Via de **verstelbare aluminium standaard** kan elk type AED worden geplaatst.



De **stalen achterwand** zorgt voor een ferme bevestiging aan elk type wand. De zwarte coating zorgt voor een hoogwaardige uitstraling.



Met een **intuïtieve draaibeweging** is de Swift snel en eenvoudig te openen. Doordat de gehele kap wordt verwijderd, heeft u volledige toegang tot de AED.

Afmetingen

Lengte **43,5 cm** Breedte **36,6 cm** Diepte **21 cm** Gewicht **4,5 kg**